

GLOBAL 8000 ULTRASONIDO

Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada



CANJEE SU EQUIPO

Entregue el suyo en parte de pago por uno nuevo.



EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL

No vendemos equipos en su zona



CRÉDITO EN 24 HORAS

Califique en 24 hs para comprar su equipo ahora



DESCUENTOS ESPECIALES

Según el tipo de pago o monto de su compra.



RENTE UN EQUIPO

Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.



SOFTWARE CLÍNICO

Para la administración de pacientes.

 globalesthetic

 www.globalmexico.mx

 +52 (55) 8421-2990

 contacto@globalmexico.com



Global Esthetic
Aparatología estética de Vanguardia

Tratamiento de celulitis y adiposidad localizada

GLOBAL 8000 ULTRASONIDO

El GLOBAL 8000 es uno de los equipos ideales para iniciarse en la aparatología para estética corporal y facial, debido a la gran demanda de tratamientos para mejorar el aspecto de la celulitis y la adiposidad localizada.

El cabezal facial permite trabajar áreas reducidas, y es ideal para tratamientos de arrugas en rostro, y también en estrías corporales. Se trata de un generador de ondas ultrasónicas, las cuales se transforman en vibración mecánica a través de sus cabezales, la que provoca la fragmentación del tejido adiposo localizado.

Permite trabajar en forma directa y localizada, sobre el área afectada. Sensación muy agradable para el paciente a través de su acción imperceptible.

- Pueden realizarse tratamientos corporales y faciales. La profesional elige la combinación de cabezales que desee.
- Facilita un contacto directo y permanente con el paciente, durante el trabajo, algo que los clientes valoran especialmente.

Usos en kinesiología

El ultrasonido es muy útil también como técnica terapéutica para la reducción del espasmo muscular y tendinoso, y además se utiliza para el tratamiento del dolor y de otros procesos patológicos por la capacidad de las ondas ultrasónicas para introducir moléculas de sustancias químicas a través de la piel, lo que permite tratar regiones difíciles de alcanzar con técnicas estándares (dedos, prominencias, óseas del codo, tobillo, muñecas, etc.).

2 cabezales incluidos con el equipo, en alguna de las siguientes combinaciones:

- 1 cabezal corporal de 3 Mhz, y 1 cabezal facial de 3 Mhz (estándar) o
- 2 cabezales corporales de 3 Mhz (opcional), o
- 2 cabezales corporales de 3 Mhz y 1 Mhz respectivamente (opcional).

Timer de 20 minutos con corte automático de emisión.

Selección de potencia: 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 y 3 Wats/cm²

Forma de emisión: continua - pulsada. 220V. 50 Hz.

Consumo: 30 Watts. aprox. (a pedido, 110V, 60 hz).

Medidas: 33 cm. de ancho, 28 cm. de profundidad, 20 cm. de alto

Peso : 2,5 kg.

Características técnicas

Gabinete termomoldeado, con timer de 20 minutos con corte automático de emisión y selección de potencia entre 0.51, 1.00, 0.50 y 2.00 Wats/cm².

1 cabezal corporal de 3 Mhz.

Forma de trabajo: emisión continua o pulsada.

Tensión de línea: 220 V. 50 Hz. 30 wats de consumo.

Medidas: 33 cm. de ancho, 28 cm. de profundidad, 20 cm. de alto

Peso: 2,5 kg.

GLOBAL 8000



Para aquellas profesionales que sólo quieran focalizarse en tratamientos corporales, pueden comenzar con el GLOBAL 8000 un equipo básico y altamente confiable, dedicado exclusivamente a la estética corporal.



Global Esthetic
Aparatología estética de Vanguardia