

# GLOBAL 8000 CAVITACION + RF TRIPOLAR

## ULTRACAVITACIÓN + RADIOFRECUENCIA TRIPOLAR



### CANJEE SU EQUIPO

Entregue el suyo en parte de pago por uno nuevo.



### EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL

No vendemos equipos en su zona



### CRÉDITO EN 24 HORAS

Califique en 24 hs para comprar su equipo ahora



### DESCUENTOS ESPECIALES

Según el tipo de pago o monto de su compra.



### RENTE UN EQUIPO

Sin inversión inicial, comience a ganar dinero.



### SOFTWARE CLÍNICO

Para la administración de pacientes.



globalesthetic



www.globalesthetic.com.mx



+52 (55) 8421-2990



contacto@globalesthetic.com.mx



Global Esthetic  
Aparatología estética de Vanguardia

## GLOBAL 8000 CAVITACIÓN + RF TRIPOLAR

Equipo de radiofrecuencia tripolar, corporal y facial, desarrollado especialmente con un cabezal que evita molestias en la aplicación de los tratamientos

GLOBAL 8000 es un equipo de radiofrecuencia (RF) tripolar, corporal y facial, desarrollado especialmente con un cabezal que evita sensaciones molestas en los tratamientos, y un novedoso sistema de rotación entre los electrodos para mayor eficiencia en la aplicación.

Los cabezales de GLOBAL 8000, diseñados especialmente en forma de trébol, logran por su disposición que sus electrodos estén en perfecto contacto con la zona de aplicación, evitando así sensaciones molestas y cosquilleos indeseables que incomodan al paciente. Por otra parte, cabe destacar la importancia que tiene la distancia que hay entre los centros de los electrodos, ya que permite aumentar la profundidad del tejido alcanzado en el tratamiento. De este modo, las aplicaciones de radiofrecuencia tripolar con GLOBAL 8000 son mucho más placenteras y eficientes.

GLOBAL 8000 es ideal para tratamientos de modelación o anti-age en zonas difíciles debido a su exclusivo sistema de rotación de electrodos. Este sistema permite que la radiofrecuencia tenga influencia en las capas más profundas del tejido epitelial, generando calor tanto en la capa dérmica como en la subcutánea. El calor es expandido de las capas más superficiales de la piel hacia las capas más profundas, llegando hasta el panículo adiposo.

Este calentamiento eléctrico selectivo y dirigido a la piel, permite la reorganización y regeneración de colágeno, resolviendo fácilmente tratamientos de modelación corporal (glúteos o cara interna de las piernas), estrías, anti-age o modelación facial (adiposidad en mentón o papada).

GLOBAL 8000 ofrece un sistema para selección manual de frecuencia de rotación de los electrodos. El profesional puede elegir la velocidad de rotación entre los mismos, lo que le permite regular la profundidad de aplicación a utilizar, y así obtener resultados más precisos. En tratamientos donde sea necesario estimular la producción de colágeno y los fibroblastos (zona del tejido conectivo), o donde se busque llegar a los adipositos, es fundamental poder regular el alcance de la radiofrecuencia a dichas zonas.

### Tratamientos

- Adiposidad localizada
- Anti-Age
- Celulitis
- Cicatrices
- Estrías
- Flaccidez
- Lifting sin cirugías
- Modelación
- Recuperación capilar
- Reducción
- Reestructuración
- Rehabilitación kinesiológica
- Terapia del dolor
- Termolipólisis
- Termoterapia

### Accesorios



### Características técnicas

- Temperatura de funcionamiento: 30 - 10 °C  
Humedad de funcionamiento: 70 - 0 %  
Salidas: 2  
Aplicadores: 1) 3 ultracavitación / 2 radiofrecuencia)  
Memorias: 20 ultracavitación + 20 radiofrecuencia  
Tipo de emisión: pulsado - continuo  
Temporizador (minutos): 30 - 0  
Potencia de salida (Watt): 60 ultracavitación / 50 radiofrecuencia  
Frecuencia: 37 KHz ultracavitación / 4,5 Mhz radiofrecuencia

